

Secret™ RF

Réveillez la jeunesse de votre peau

Secret RF utilise la RF micro-aiguilles pour stimuler l'hémostase et la coagulation sous la peau. Cela déclenche une réaction de cicatrisation, et la production d'élastine, d'acide hyaluronique et de collagène pour un remodelage de la peau efficace.

Secret RF améliore les problèmes de peau suivants :

- Cicatrices²
- Lésions cutanées¹
- Vergetures¹
- Pores dilatés²
- Rides et ridules¹
- Qualité, texture et luminosité de la peau¹

Secret RF est une procédure rapide effectuée en cabinet qui, en 3 à 4 traitements et avec un temps de récupération minimal, peut vous aider à obtenir une peau d'aspect plus jeune. Les traitements sont adaptés aux besoins de chaque patient et personnalisés pour répondre à vos problèmes de peau spécifiques. Secret RF convient à tous les types de peau.

Demandez à votre spécialiste comment améliorer l'aspect de votre peau – prenez rendez-vous dès aujourd'hui !

Secret™ RF



Avant

M. Peredo, MD

Après

1 traitement



Avant

M. Aggarwal, MD

Après

1 traitement R. Spierstein, MD

Après

2 traitements

SecretByCutera.com

CUTERA®
FACE + BODY AESTHETIC SOLUTIONS

Les contre-indications concernent :


- Grossesse
- Stimulateurs cardiaques ou dispositifs médicaux implantables actifs
- Patients en cours de traitement d'un cancer de la peau ou qui ont des antécédents de cancer

Veillez discuter avec votre spécialiste des contre-indications, avertissements, précautions, effets secondaires et effets indésirables éventuels associés au traitement.

¹ Yadav, Savita, and Aashim Singh. "Microneedling: Advances and Widening Horizons." *Indian Dermatology Online Journal*, vol. 7, no. 4, 2016, p. 244., <https://doi.org/10.4103/2229-5178.185468>.

² Cho, Soo Ick, et al. "Evaluation of the Clinical Efficacy of Fractional Radiofrequency Microneedle Treatment in Acne Scars and Large Facial Pores." *Dermatologic Surgery*, vol. 38, no. 7, 2012, pp. 1017-1024., <https://doi.org/10.1111/j.1524-4725.2012.02402.x>.

Secret™ RF



Radiofréquence
Micro-aiguilles
Secret™ RF

STIMULATION
REMODELAGE
CUTANÉ

STIMULATION ET REMODELAGE CUTANÉ

Secret RF micro-aiguilles est un traitement innovant qui permet d'améliorer les signes de vieillissement, les cicatrices, les vergetures, les pores dilatés

et la texture de la peau grâce à l'homéostasie et à la coagulation déclenchées par la radiofréquence (RF) émise par les micro-aiguilles^{1, 2}.

Les traitements conviennent aux patients cherchant à revitaliser leur peau¹ et sont personnalisés selon les problèmes de peau et les besoins spécifiques. Secret RF micro-aiguilles convient à tous les types de peau lorsqu'il est réalisé à l'aide d'aiguilles semi-isolées.



Mannequin, patient fictif.

Quel est le principe du traitement ?

Secret RF utilise des micro-aiguilles qui délivrent de l'énergie à radiofréquence (RF) fractionnée dans les différentes couches de la peau. Contrairement à d'autres dispositifs, qui n'administrent l'énergie que sur la surface cutanée, Secret RF atteint les couches profondes, ce qui permet de revitaliser et de régénérer le tissu plus efficacement. Cette administration d'énergie nous permet d'obtenir des résultats optimaux avec un temps de récupération minimal, voire inexistant, sur tous les types de peau.

Comment se déroule la procédure Secret RF ?

Secret RF est une procédure simple et sans risque majeur, qui peut être réalisée rapidement en moins de 30min selon la zone à traiter. Lors du traitement, vous ressentirez de la chaleur et une certaine pression. Le traitement est tolérable pour la majorité des patients, mais avant la procédure, votre spécialiste vous appliquera une crème anesthésiante pour plus de confort.

De combien de séances de traitement Secret RF aurai-je besoin ?

Pour obtenir des résultats optimaux, les traitements nécessitent généralement 3 à 4 séances, espacés de quelques semaines. La plupart des patients notent des améliorations visibles après le deuxième traitement,

mais les résultats optimaux seront manifestes 3 mois après le dernier traitement.

Combien de temps durent les effets du traitement ?

Les résultats dépendent de chaque patient. Pour maintenir les résultats, des traitements d'entretien sont recommandés tous les 12 à 18 mois.

À quoi dois-je m'attendre après la procédure ?

À l'issue du traitement, une crème sera appliquée sur votre peau et vous devrez éviter de vous maquiller pendant plusieurs heures. Toute rougeur ou tout gonflement mineur résultant éventuellement du traitement s'estompera dans les 12 à 24 heures. Vous pouvez vous attendre à reprendre une activité normale après le traitement.

Secret RF est-il indiqué pour moi ?

Si vous avez des signes de vieillissement de la peau¹, des cicatrices², des vergetures¹ ou des pores dilatés² et souhaitez obtenir des résultats avec un temps de récupération minimal, Secret RF est une option idéale. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur cette procédure rapide effectuée en cabinet.

DES RÉSULTATS VISIBLES



Avant

T. Sands, MD



Après

3 traitements



Avant

M. Aggarwal, MD



Après

1 traitement



Avant

M. Naouri, MD



Après

1 traitement